



JMS(K) INFUSION SET



■ 500형 1650 무침



■ 500형 1650 SV23G×3/4"

- 부드러운 점적통과 Tube로 Pumping이 용이함
- Tube의 복원력이 뛰어나며 클램프 제품의 핸들링이 뛰어남


ITEM	SPEC	PACKGE	REMARKS
500형 1450 SV23G×3/4"	- Length : 1450mm - 20drop/cc (1drop=0.05cc) - Filter size : Approx 850Micron (300Mesh)	50 × 10 = 500ea/box	
500형 1650 23G×1"	- Length : 1650mm		
500형 1650 로.무	- 20drop/cc (1drop=0.05cc)		
500형 1800 로.무	- Filter size : Approx 850Micron		
500형 1900 Y자 무침	(300Mesh)		

JMS

The Bridge to Good Health Care

No. K-2313J1901

JMS(K) SCALP VEIN SET




■ Wing 부분이 타사 제품에 비해 부드러워 사용하기가 편함.

품목명	SPEC (Wing Color)	Packge	Remarks
SCALP VEIN SET 19G ×3/4"	- Length : 350mm (Brown)		
SCALP VEIN SET 20G ×3/4"	- Length : 350mm (Yellow)		
SCALP VEIN SET 21G ×3/4"	- Length : 350mm (Green)		
SCALP VEIN SET 22G ×3/4"	- Length : 350mm (Black)		
SCALP VEIN SET 23G ×3/4"	- Length : 350mm (Light Blue)		
SCALP VEIN SET 24G ×3/4"	- Length : 350mm (Red)		
SCALP VEIN SET 25G ×3/4"	- Length : 350mm (Blue)		
SCALP VEIN SET 27G ×3/4"	- Length : 350mm (Gray)		

JMS

The Bridge to Good Health Care

JMS(K) MICRO BURET INFUSION SET



■ 정량 SET Y자 무침

■ 소아환자 또 중환자에게 미량, 정량 주입을 목적으로 사용되며 혼주가 가능한 제품.


품목명	SPEC		Packge	Remarks
정량 SET 일반 무침	- Length : 1150mm	- 60drop/cc (1drop=0.016cc)	25 × 4 = 100ea/box	
정량 SET Y자 무침	- Length : 1450mm	- Filter size : Approx 850Micron		

JMS

The Bridge to Good Health Care

No. K-2313J1903

JMS(K) EXTENSION TUBE



■ EXTENSION TUBE

■ ET : 수액세트 제품의 튜브 길이를 늘리는데 사용.


ITEM	SPEC	Packge	Remarks
ET -300	- Length : 300mm	100 × 10 = 1,000ea/b ox	
ET -700	- Length : 700mm		
ET -900	- Length : 900mm		
ET -1200	- Length : 1200mm		
ET -1500	- Length : 1500mm	800ea/box	
ET -2000	- Length : 2000mm		

JMS


The Bridge to Good Health Care

No. K-2313J1904

JMS SPECIAL EXTENSION TUBE



■ ET-4



■ ET-11

■ ET -4 : Coil Tube로 사용공간을 적게 차지하며 꺾임이 적다 조영제 투입용으로 사용.


■ ET -11 : 직경 1mm 정도의 작은 내경으로 약물의 낭비가 적고 정확한 양을 주입하는데 이상적인 제품

ITEM	SPEC	Packge	Remarks
ET -4 (Coil Tube)	- Length : 1500mm(Max) Luer/Lock	100 × 10 = 1,000ea/box	
ET -11 (Micro Extension Tube)	- Length : 300mm Luer/Lock		
ET -11 (Micro Extension Tube)	- Length : 750mm Luer/Lock		
ET -11 (Micro Extension Tube)	- Length : 1400mm Luer/Lock		

JMS

The Bridge to Good Health Care

JMS(K) FEEDING TUBE



- 소아환자, 중환자, 입을 사용하지 못하는 환자의 영양공급을 위한 제품으로 경구 삽입하며 Tip부분을 부드럽게 처리하여 환자에게 삽입이 용이다.


ITEM	SPEC (Hub Color)	Packge	Remarks
F.D.T	5Fr - 160mm (Cream)	100 × 20 = 2000ea/box	
	5Fr - 500mm (Cream)		
	6Fr - 500mm (Blue)		
	8Fr - 500mm (Transparent)		
	10Fr - 600mm (Transparent)		
	12Fr - 600mm (Transparent)		

JMS


The Bridge to Good Health Care

No. K-2313J1907

JMS(K) F.C (수액조절기)



■ F.C-C (SET 형)



■ F.C-A (연결형)



■ 약액의 주입량을 미세 제어 하여 소아나 중환자에게 정확한 약액을 지속적으로 주입을 목적으로 사용되는 제품으로 Infusion Pump의 대체가 가능하다


ITEM	SPEC	Packge	Remarks
F.C-A	- Length : 590 mm Yconnector, Luer/Lock	50 × 8 = 400ea/box	
F.C - C	- Length : 2100 mm Yconnector, Luer/Lock	50 × 4 = 200ea/box	

JMS

The Bridge to Good Health Care

No. K-2313J1909

JMS(K) FEEDING BOTTLE



■ 피딩보틀



■ F.D.S-C(일반)

- 환자에게 영양공급을 하기 위한 영양액을 담은 용기
튜브를 통해 환자에게 음식물 공급
Bottle 과 EN 세트 분리 가능.
E.O (Ethylene Oxide) GAS 멸균 처리

ITEM	SPEC	Packge	Remarks
FEEDING BOTTLE (영양통)	- Bottle 800ml (cc)	30 ea/box	Bottle, EN 세트 별도구매 가능
F.D.S-C(일반)	- Length : 1600 mm	300 ea/box	

JMS

The Bridge to Good Health Care

No. K-2313J1913