

Leading
manufacturer of
HIGH QUALITY
medical device



UROLOGY CARE

URINE METER

유린메타(유린아워리백)은 다양한 기능을 겸비한 본 시스템은 오늘날 환자의 편의를 위해 요구되는 안정성, 신뢰성 및 감염방지 기능 등을 향상시켜 개발된 멸균 제품이다. 본 제품은 다른 모든 고급 제품과 같이, 환자로부터 시스템을 제거하지 않고 내용물을 배출할 수 있는 기능이 있어서 Catheter를 사용하는 환자들에게 발생하는 소변을 통한 감염사고를 줄여줄 수 있게 고안되었으며, 단위시간당 소변의 양을 정확히 측정하고 소변의 색깔 판독에 적합한 도구이다. 콘넥터에 샘플 포트를 장착하여 샘플 채취가 용이하고, 사용 시 찢어짐이나 함몰을 예방하기 위해 두꺼운 원단을 사용하여 견고하고 새 거나 역류를 통한 감염을 막고자 이 제품은 safe sealing technique 기술로 세심하게 제조되었으며 E.O(Ethylene Oxide) Gas로 멸균처리됐다.





U-1700

- ▶ 튜브의 길이는 주문제작이 가능하다.
- ▶ U-1700 고리가 PE 고리로 되어 있어서 높이 조절과 고정을 쉽게 할 수 있다.
- ▶ U-1800-1/2 의 BOTTLE의 안정성과 견고성을 높이기 위해 U-1700과 유사한 모양으로 개선될 예정임

URINE METER

Tube Diameter



U-800N



U-1700N



U-800N-1

Also Available

Code No.	Capacity (ml)	Inner Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)	Remarks
U-800N	300/1400	6.5	9.0	Pediatric
U-800N-1	300/1400	5.0	7.5	PCN Connector
U-1700	500/1400	6.5	9.0	PVC String
U-1700-1	500/1400	6.5	9.0	Cotton String
U-1700-2	500/2000	6.5	9.0	
U-100	100/600	5.0	7.5	Neonatal

URINE BAG

다양한기능을 겸비한 본 시스템은 오늘날환자의 편의를 위해 요구되는 안정성, 신뢰성, 및 감염방지 기능 등을 향상 시켜 개발된 멸균 제품이다. 본 제품은 다른 모든 고급제품과 같이 환자로부터 시스템을 제거하지 않고 내용물을 배출 할수 있는 기능이 있어서 Catheter를 사용하는 환자들로부터 발생하는 소변을 통한 감염 사고를 줄여줄 수 있게 고안되었다. 특별히 고안된 Drop Chamber 에는 공기구멍이 있어 압력이 증가되는 것을 예방하며, 재 역류로 인하여 생기는 감염을 예방할 수 있는 기능이 첨부되었다. 사용시 찢어짐이나 함몰을 예방하기 위해서 두꺼운 원단을 사용하여 튼튼하게 하였다. 이 제품은 꼬이지 않고 어떤 Drainage Application에나 잘 맞는다. 새거나 역류를 통한 감염을 막고자, 이 제품은 safe sealing technique기술로 세심하게 제조되었으며 일회용 의료기로 E.O(Ethylene Oxide)Gas로 멸균 처리됐다.

- ▶ 튜브의 길이는 주문제작이 가능
- ▶ 제품의 종류에 따라 역류방지밸브(valve)와 샘플채취용 port가 장착

Also Available			
Code No.	Capacity	Tube Length	Remarks
U-1400	1400 ml	100 cm	Backward Prevention
U-1400 B	1400 ml	100 cm	PCN Connector
U-2000	2000 ml	100 cm	W/O Sample Port
U-2000-3	2000 ml	100 cm	W/ Sample Port



URINE BAG



U-2000



U-2000-3

URINE LEG BAG

Urine Leg Bag은 소변을 가리지 못하는 환자들을 위한 효과적인 해결책으로 고안된 제품이고 자유로운 임상생활의 움직임을 보장한다. 이 제품은 소변 양의 측정이 용이하고, Rubber Band가 달려 있어 환자의 다리에 착용하기가 편리하다. 이 제품은 다양한 사이즈를 제공하며, 일회용 의료기로 E.O(Ethylene Oxide)Gas로 멸균처리됐다.

Also Available			
Code No.	Capacity (ml)	Inner Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)
HS-U-600	550	6.5	9
HS-U-600-1	550	6.5	9
HS-LB-800	550	6.5	9
HS-LB-800-1	550	6.5	9



SILICONE FOLEY CATHETER 2WAY



FC-14

FC-16

FC-22

FC-24

본 제품은 실리콘 재질로서 요도를 통해 방광내에 삽입하여 소변을 배출하는 기구입니다. 이동이 불가능한 환자, 또는 요실금, 배뇨 곤란증 환자들의 간호에 적용되고, 요도를 통해 방광내에 삽입하여 소변을 배출하는 작용을 하고, 또한 비뇨외과 수술시 지혈, 방광 세척에도 사용되어 환자의 치료목적에 도달합니다. 실리콘으로 되어있어서 삽입이 용이하고, 밸룬이 장착되어있어 카테타가 몸밖으로 빠지는 현상을 방지하게 구조되어 있습니다. *1회용 의료기로 E.O (Ethylene Oxide) Gas 로 멸균처리 되었으며, 의도된 용도 외에 사용을 금합니다.

Also Available					
Code No.	Size (FR)	Length (mm)	Balloon Capacity (ml)	Color	Remarks
FC-08	8	340	3	Red	2 Way
FC-10	10	340	3	Yellow	
FC-12	12	400	10	White	
FC-14	14	400	10	Green	
FC-16	16	400	10	Orange	
FC-18	18	400	10	Red	
FC-20	20	400	10	Yellow	
FC-22	22	400	10	Violet	
FC-24	24	400	10	White	

SILICONE FOLEY CATHETER 3WAY

본 폴리카테타 (3way 타입)은 2way 타입 폴리카테터 기능에 세척연결부위가 추가로 부착되어있어 방광 세척시 사용된다. 칼라는 2way 와 동일하며, 풍선 주입 용량은 20-30ml 이다. 일회용 의료기로 E.O (Ethylene Oxide) Gas 로 멸균처리 되었으며, 의도된 용도 외에 사용을 금한다.

▶ 100% 실리콘 재질 사용

Also Available					
Code No.	Size (FR)	Length (mm)	Balloon Capacity (ml)	Color	Remarks
FC-14-3W	14	400	20-30	Green	2 Way
FC-16-3W	16	400	20-30	Orange	
FC-18-3W	18	400	20-30	Red	
FC-20-3W	20	400	20-30	Yellow	
FC-22-3W	22	400	20-30	Violet	
FC-24-3W	24	400	20-30	White	



SILICONE FOLEY CATHETER KIT

폴리 카테터 키트 본 의료기기는 요실금, 배뇨 곤란증 환자 치료시에 사용되며, 방광내에 삽입하는 비뇨기과용튜브카테터 시술에 필요한 모든 의료기기 제품들을 한 벌로 구성하여, 본 폴리카테터키트 제품만 가지고 비뇨기과용 튜브카테터 시술을 할 수 있게 고안되었다.폴리 카테터 키트 본 의료기기는 요실금, 배뇨 곤란증 환자 치료시에 사용되며, 방광내에 삽입하는 비뇨기과용튜브카테터 시술에 필요한 모든 의료기기 제품들을 한 벌로 구성하여, 본 폴리카테터키트 제품만 가지고 비뇨기과용 튜브카테터 시술을 할 수 있게 고안되었다.

▶ 구성품 : 폴리카테타, 유린백, 의료용 핀셋, 진료용 장갑, 일회용 주사기, 루브겔(글리세린), 포비든요오드, 패드

FK-14(FK-IC-4)



SILICONE FOLEY CATHETER KIT

FK-16AM



TUR-Y SET

본 제품은 배액용튜브로서 비뇨기와 방광경 수술시 방광 세척액 관류 목적으로 고안되었습니다.

*1회용 의료기로 E.O (Ethylene Oxide) Gas 로 멸균처리 되었으며, 의도 된 용도 외에 사용을 금합니다.


Also Available				
Code No.	Diameter		Length (cm)	Remarks
	I.D(mm)	O.D(mm)		
AW-300	6	8	170	Hyupsung

Tube Diameter



Number of Spike 2EA

Length (cm)



E-100

Leading
manufacturer of
HIGH QUALITY
medical device




FEEDING

FEEDING BAG

피딩백은 집중적인 치료를 필요로 하는 ICU(중환자실), NICU(신생아 중환자실), PICU(소아 중환자실) 환자들에게 음식물을 먹이고자 제작된 의료용품이다. 음식물의 주입량을 조절하는 조절꼭지가 달려있다. Bag은 쉽게 내용물을 볼 수 있도록 투명한 재질로 만들어져 있고, 내용물의 배출량을 측정하도록 100ml~1000ml까지 눈금이 새겨져 있다. 모든 백들의 거는 부분이 찍어지는 것을 방지하기 위해, 거는 부분을 안전하게 만들었다. 환자의 안전을 고려하여 모든 백들은 높은 수준의 생산환경에서 제조되었으며 일회용 의료기로 E.O(Ethylene Oxide)Gas로 멸균 처리됐다.

- ▶ 주입구를 국제 규격 승인 기준에 맞춰서 개선
- ▶ TUBE의 길이 및 굵기는 주문량에 따라 변형이 가능함



pcn connector



FB-900

900 ml
3.0 x 4.0 mm

Also Available

Code No.	Capacity (ml)	Inner Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)
FB-900	1000	4.0	6.0
FB-900-1	1000	3.0	4.0

Code No.

Capacity

I.Dx O.D (mm)

FEEDING BOTTLE

피딩보틀 세트는 피딩통과 튜브세트로 구성되어 있고, 위생적으로 관리할 수 있게 제작되었습니다. 이제품은 식사에 어려움을 겪는 환자들을 위해 고안되었습니다.

- ▶ 날개 멸균 포장되어 있어서, 편리하고 위생적으로 보관 및 관리가 용이합니다.



FB-500
500 ml
4.0 x 6.0 mm



FB-1000
1000 ml
4.0 x 6.0 mm

Code No.
Capacity
I.Dx O.D (mm)


Also Available			
Code No.	Capacity (ml)	Inner Diameter (mm)	Outer Diameter (mm)
FB-500	500	4.0	6.0
FB-1000	1000	4.0	6.0

FEEDING LINE

위 또는 장에 삽입한 카테타와 연결하여 유동식 등을 투여하는 세트로서, 피딩량을 클램프로 조절할 수 있는 중력형 타입과, 피딩펌프에 장착하여 원하는 용량을 일정한 속도로 주입할 수 있는 펌프형 타입이 있다.

FL-200

Gravity
CFeeding volume is controlled by roller clamp



FL-400

Gravity
Cap type



Also Available

Code No.	Type	Description
FL-100	Pump	Connect to enteral feeding pump for steady feeding
FL-200	Gravity	CFeeding volume is controlled by roller clamp
FL-300	Spike Pump	One end of the line is spike type
FL-400	Gravity	Cap type

Code No.

Type
Description

FEEDING TUBE

이 제품은 주로 소아환자 들에게 장내 약물투여나 영양공급을 위하여 만들어졌다. 모든 Tip부분을 부드럽게 처리하고 환자에게 삽입이 용이 하게 만들어져 있고, 다양한 사이즈로 제조 되어 있어 선택적 사용이 가능하다. 이 제품은 일회용 의료 소모품이며 E.O(Ethylene Oxide)Gas로 멸균 처리됐다

- ▶ 튜브의 길이는 주문제작이 가능
- ▶ 각 사이즈에 따라 콘넥터의 색깔을 구분하여, 쉽게 알 수 있도록 함



Also Available				
Code No.	Size (FR)	Length (cm)	Eyes No.	Color
FT-200	4	40	2	Red
FT-300	5	40	2	Ivory
FT-400	6	40	2	Blue
FT-500	7	40	2	Limpid

Code No.

Capacity
I.Dx O.D (mm)

SILICONE LEVIN TUBE

HS-LT-10

10
2.0x3.3 mm
1,230 mm



Tube Diameter
2.0 mm 3.3 mm

Tube Diameter	1 mm
	HS-LT-08
	HS-LT-10
	HS-LT-12
	HS-LT-14
	HS-LT-16
	HS-LT-18


실리콘 레빈 튜브 / 피브이씨 레빈 튜브 본 제품은 단기적 사용을 목적으로 환자에게 비경구를 통하여 흡인 또는 영양공급을 하기 위해서 고안되었습니다. 재질이 실리콘으로 되어있어서 삽입이 용이하고, 인체에 부작용을 최소화 하였습니다. 위장관으로부터 가스, 수술 후 분비물 제거, 위장관내 출혈이 있는 경우 출혈량을 알아보고 치료, 위장관내 검사를 위한 검체확보, 위관을 통하여 영양공급 등에 사용됩니다.

Code No.

Size (FR)
Diameter (I.D x O.D)mm
Length(mm)

▶ 1회용 의료기로 E.O (Ethylene Oxide) Gas 로 멸균처리 되었으며, 의도된 용도 외에 사용을 금함

SILICONE LEVIN TUBE



LT-16
16
3.0x4.7 mm
1,230 mm

Also Available						
SILICONE LEVIN TUBE					P.V.C LEVIN TUBE	
Code No.	Size (FR)	Diameter		Length(mm)	Code No.	Size (FR)
		I.D (mm)	O.D (mm)			
LT-08	8	1.5	2.7	1,230	LT-08	8
LT-10	10	2.0	3.3	1,230	LT-10	10
LT-12	12	2.5	4.0	1,230	LT-12	12
LT-14	14	3.0	4.7	1,230	LT-14	14
LT-16	16	3.0	5.3	1,230	LT-16	16
LT-18	18	3.9	6.0	1,230	LT-18	18

Code No.
Size
I.Dx O.D (mm)
Length (mm)